

maten & artikelnummers

mediven® thrombexin® 18

Kniekous (AD)								
Maat	Omvangsmaten* (in cm)				Kleurmarkering		Artikelnummer	
	Enkel cB	Onder knie cD	Bovenbeen cG	Lengte AD	Hiel	Bovenbeen	1 paar	10 x 1 paar
XS	17 – 19	25 – 31	–	35 – 46	oranje	–	8040101	8040201
S	20 – 22	29 – 37	–	35 – 46	groen	–	8040102	8040202
M	23 – 25	33 – 43	–	35 – 46	paars	–	8040103	8040203
L	26 – 28	37 – 47	–	35 – 46	blauw	–	8040104	8040204
L-X	26 – 28	43 – 54	–	35 – 46	grijs	–	8040114	8040214
XL	29 – 31	43 – 54	–	35 – 46	rood	–	8040105	8040205
XXL	32 – 34	50 – 65	–	35 – 46	bruin	–	8040106	8040206
Dijbeen (AG)								
XS	17 – 19	25 – 35	40 – 50	60 – 84	oranje	oranje	8060101	8060201
S	20 – 22	29 – 41	48 – 60	65 – 89	groen	groen	8060102	8060202
S-X	20 – 22	29 – 41	56 – 70	65 – 89	groen	grijs	8060112	8060212
M	23 – 25	33 – 45	56 – 70	65 – 89	paars	paars	8060103	8060203
M-X	23 – 25	33 – 45	64 – 80	65 – 89	paars	grijs	8060113	8060213
L	26 – 28	37 – 50	64 – 80	65 – 89	blauw	blauw	8060104	8060204
L-X	26 – 28	37 – 50	72 – 90	65 – 89	blauw	grijs	8060114	8060214
XL	29 – 31	41 – 54	72 – 90	65 – 89	rood	rood	8060105	8060205
XL-X	29 – 31	41 – 54	80 – 100	65 – 89	rood	grijs	8060115	8060215
Heup (AG)								
S	20 – 22	29 – 41	48 – 60	65 – 89	groen	groen	8062102	8062002
M	23 – 25	33 – 45	56 – 70	65 – 89	paars	paars	8062103	8062003
L	26 – 28	37 – 50	64 – 80	65 – 89	blauw	blauw	8062104	8062004
L-X	26 – 31	37 – 50	72 – 90	65 – 89	blauw	grijs	8062114	8062014

* Maten in hele getallen

Bij de maatopgave worden ten gunste van een betere hantering en leesbaarheid hele centimeters aangegeven. Er is voldoende speling bij de maten om mogelijke hiaten die hieruit kunnen voortvloeien op te vangen. Bij de maatbepaling gelden de internationale afrondingsregels (naar beneden tot 4/10, naar boven vanaf 5/10). Bij de vormgeving van het speciale papieren meetlint, dat door de producent beschikbaar wordt gesteld, is hiermee rekening gehouden.