



# Maatkaart

## mediven<sup>®</sup> struva<sup>®</sup>

### Knie (AD)

Maat	Beenmeting (omtrek in cm)				Kleurcode
	Enkel cB	Kuit cC	Onder de knie cD	Dijbeen cG	Hiel
I	17-19	30-35	28-34	-	roze
II	19-21	31-37	29-36	-	blauw
III	21-23	32-40	30-39	-	geel
IV	23-25	33-42	31-41	-	rood
V	25-27	34-44	32-43	-	grijs
VI	27-29	35-46	33-45	-	groen
VII	29-31	36-48	34-47	-	bruin

### Dijbeen I (AG) ook beschikbaar met heupbevestiging

I	17-19	30-35	28-34	42-54	roze
II	19-21	31-37	29-36	46-58	blauw
III	21-23	32-40	30-39	50-62	geel
IV	23-25	33-42	31-41	54-66	rood
V	25-27	34-44	32-43	58-70	grijs
VI	27-29	35-46	33-45	62-74	groen



## mediven® struva®



### mediven struva 35

Verbandkous met 35 mmHg op de enkel

#### Indicaties

- pre-, per- en postoperatief tromboembolie profylaxe bij mobiele patiënten
- profylaxe bij oedeem en hematoom, behandeling van oedeem evenals vermindering van geassocieerd pijn (bijvoorbeeld bij algemene, veneuze, orthopedische operaties of gynaecologische interventies )
- profylaxe en therapie bij veneuze ulcera van immobiele en gedeeltelijk mobiele patiënten
- compressietherapie bij acute trombose



### mediven struva 23

Verbandkous met 23 mmHg op de enkel

#### Indicaties

- pre-, per- en postoperatief tromboembolie profylaxe bij gedeeltelijk mobiele patiënten
- profylaxe bij oedeem en hematoom, behandeling van oedeem evenals vermindering van geassocieerd pijn (bijvoorbeeld bij algemene, veneuze, orthopedische operaties of gynaecologische interventies )
- profylaxe en therapie bij veneuze ulcera van immobiele en gedeeltelijk mobiele patiënten