

Klinion Advanced

Klinibond - huidlijm

Toepassing

Klinibond is geschikt voor het sluiten van schone, acute (snij)wonden. Het aanbrengen van Klinibond is pijnloos, snel en gemakkelijk. Pijnbestrijding is niet nodig. Klinibond is in één laag aan te brengen en goed te doseren. Het afdekken van de wond is niet noodzakelijk. De patiënt mag zich na behandeling wassen of douchen. Voordeel van deze behandeling is dat achteraf geen hechtingen hoeven te worden verwijderd. Bovendien geeft wondsluiting met Klinibond huidlijm een betrouwbare wondsluiting met een mooi cosmetisch resultaat.

* Dit artikel heeft een Z-index op de 1 stuk verpakking, namelijk 14742659. Op de 10 stuk verpakking zit geen Z-index.*

Productinformatie

- In koelkast bewaren
- Droogtijd van 60 seconden
- Geleverd in een kunststof ampul
- Transparante huidlijm op basis van n-butyl-cyanoacrylaat
- Voorzien van unieke en handige applicator voor een zeer nauwkeurige applicatie
- Patiëntenfolder digitaal beschikbaar: zie kopje meer informatie over dit product



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------