

Klinion Koud/Warm kompres - herbruikbaar

Toepassing

Herbruikbaar koud/warm kompres.

Koud te gebruiken als pijnverlichting bij verstuikingen, verrekkingen, kneuzingen, bloedingstoringen, hoofdpijn, migraine, kiespijn, koorts, pijn bij ontstekingen (b.v. tenniselleboog), bloedneus, zonverbranding, insectenbeten en jeuk.

Warm te gebruiken bij spierpijn, gewrichtspijn, nekklachten (b.v. stijve nek), rugklachten, schouderklachten, spit, menstruatiepijnen en krampen.

Productinformatie

- Voor koud gebruik in de vriezer plaatsen,
- Voor warm gebruik in warm water leggen of verwarmen in de magnetron op ongeveer 280 watt. Nooit verwarmen op hoog vermogen!
- Per stuk verpakt
- Inclusief beschermhoes en gebruiksaanwijzing
- Samenstelling gel: water, meerwaardige alcoholen, cellulose, conserveringsmiddel, kleurstof en Bitrex®



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016780	KLINION KLINISPORT KOUD/WARM KOMPRES S 10X12CM 130113	1 st.	24 x 1 st.	14222108	KOUDX1
3016781	KLINION KOUD/ WARM KOMPRES L 12X29CM 130115	1 st.	12 x 1 st.	14222124	KOUDX1