

BD Saf-T-Intima

Toepassing

BD Saf-T-Intima wordt ingezet voor langdurige infuustherapie. Wordt ook ingezet bij subcutane toediening van bijvoorbeeld morfine. Tevens is dit product inzetbaar bij hypodermoclyse.

De Saf-T-Intima is voorzien van een veiligheidssysteem om het risico van prikongevallen te verkleinen.


Productinformatie

- Verschillende afmetingen leverbaar
- Dubbele 'epicraniale' fixatievleugel
- Catheter van polyurethaan
- Dode ruimte: 0,3ml
- Voor subcutaan gebruik wordt artikel 3031031 (REF 383319) geadviseerd.

De naald wordt onmiddellijk bij terugtrekking uit de vene door een beschermkoker omsloten.

De bijspuitpoort van de BD Saf-T-Intima[®] infuusset is afneembaar. De soepele verlengslang en de bijspuitpoort maken het mogelijk op afstand van de insteekplaats te werken, met behoud van een gesloten systeem.

De Saf T Intima is geregistreerd voor zowel Intraveneus gebruik als subcutaan gebruik.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3031028	BD INFUUSSET MET VEILIGHEIDSKATHETER SAF-T-INTIMA 18G 25 MM GROEN 1.30MM MET BIJSPUITPUNT REF 383348 *S*	25 st.	8 x 25 st.	16165527	
3031029	BD INFUUSSET MET VEILIGHEIDSKATHETER SAF-T-INTIMA 20G 25 MM ROZE 1.10 MMMET BIJSPUITPUNT REF 383339 *S*	25 st.	8 x 25 st.	16046102	
3031030	BD INFUUSSET MET VEILIGHEIDSKATHETER SAF-T-INTIMA 22G 19 MM BLAUW 0.90 MM MET BIJSPUITPUNT REF 383329 *S*	25 st.	8 x 25 st.	16165519	
3031031	BD INFUUSSET MET VEILIGHEIDSKATHETER SAF-T-INTIMA 24G 19 MM GEEL 0.70 MMMET BIJSPUITPUNT REF 383319 *S*	25 st.	8 x 25 st.	15975894	

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3031032	BD INFUSSET MET VEILIGHEIDSKATHETER SAF-T-INTIMA 20G 25 MM ROZE 1.10 MMRECHT REF 383338 *S*	25 st.	8 x 25 st.	16165535	
3031033	BD INFUSSET MET VEILIGHEIDSCATHETER SAF-T-INTIMA 22G 19 MM BLAUW 0.90MM RECHT REF 383328 *S*	25 st.	8 x 25 st.	16165500	
3031034	BD INFUSSET MET VEILIGHEIDSKATHETER SAF-T-INTIMA 24G 19 MM GEEL 0.70 MMRECHT REF 383318 *S*	25 st.	8 x 25 st.	15928756	