


Fix-spalk verbandspalk Meekers

Toepassing

De verbandspalk immobiliseert de arm voor het veilig aanleggen van een infuus.

Productinformatie

- De spalk wordt gesloten met klittenband
- Zeer geschikt voor infusen die langere tijd moeten blijven zitten



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3015009	BRACER FIX-SPALK MEEKERS 15 X 3 CM REF 24700.00	10 st.	5 x 10 st.		
3015010	BRACER FIX-SPALK MEEKERS 20 X 3 CM REF 24700.01	10 st.	5 x 10 st.		