

Mesitran Hydro - hydroactief antibacterieel wondverband

Toepassing

Hydroactief honing-gelverband voor toepassing bij oppervlakkige acute of chronische wonden die licht tot matig vocht afgeven, met of zonder geel beslag, met of zonder necrose. Geschikt voor gebruik bij geïnfecteerde wonden (doodt ook de antibiotica-resistente bacteriën MRSA en VRE).

Productinformatie

- Opgebouwd uit een honing-gel (30% honing)
- Aan de bovenzijde voorzien van een beschermende semi-permeabele wondfilm, waardoor een optimaal vochtig wondklimaat wordt gecreëerd
- Doorlatend voor waterdamp en ondoorlaatbaar voor micro-organismen en vocht van buitenaf
- Het wondvocht wordt door de gel gebonden, het verband zwelt op en neemt de vorm aan van de wond
- Kleeft niet aan de wond
- Transparant
- Doodt bacteriën, zelfs de antibiotica-resistente bacteriën MRSA en VRE.
- Reduceert de ontstekingsreactie, zwelling en pijn, reinigt de wond en zorgt voor een snelle wondgenezing
- Vermindert de kans op vorming van littekenweefsel
- Afhankelijk van de toestand van de wond kan Mesitran Hydro meerdere dagen op de wond blijven (3-5)
- Naar keuze fixeren met fixatiepleister, fixatiefolie of fixatiewindsel
- Gamma gesteriliseerd

Kijk voor studies over Mesitran op
<http://www.klinion.nl/mesitran-studies/>



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017027	KLINION ADVANCED L-MESITRAN HYDRO HONINGVERBAND 10X10CM REF 174710 *S*	5 st.	20 x 5 st.	14924374	MESIV1