

Mesitran Net - antibacterieel netverband

Toepassing

L-Mesitran Net wordt gebruikt voor de behandeling van oppervlakkige chronische, oncologische en acute wonden, die matig tot veel wondvocht afgeven. Het wondcontactmateriaal beschermt nieuw gevormd weefsel. De honing in de L-Mesitran doodt de wondbacteriën, zelfs de antibiotica-resistente bacteriën MRSA en VRE. Het reduceert de ontstekingsreactie, zwelling en pijn, reinigt de wond en zorgt voor een snelle wondgenezing. Daarnaast vermindert L-Mesitran de kans op vorming van littekenweefsel.

Productinformatie

- Hecht niet aan de wond
- Houdt een vochtig wondmilieu in stand, dat het fysiologisch genezingsproces van de wond stimuleert
- Bij de verbandwisseling kan het netverband (3-5 dagen) op de wond blijven en wordt tussentijds alleen het secundaire verband vernieuwd
- Wondvocht wordt gedeeltelijk opgenomen en het overtollig vocht wordt doorgegeven aan het secundair verband (absorberend verband of gaaskompres) dat op het netverband kan worden gelegd
- Voor het behandelen van grote wonden kunnen meerdere netverbanden aansluitend worden aangebracht
- Gamma gesteriliseerd

Kijk voor studies over Mesitran op
<http://www.klinion.nl/mesitran-studies/>



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017029	KLINION ADVANCED L-MESITRAN NET HONINGNETVERBAND 10X10CM REF 174712 *S*	5 st.	20 x 5 st.	14924498	MESIV1