

Glijlaken

Toepassing

Het glijlaken is een beproefd hulpmiddel bij transferproblemen in bed. Zonder de rug en schouders van de verzorgende te belasten, kan de houding van de cliënt zonder veel kracht en inspanning worden aangepast. Het glijlaken is vervaardigd van een speciale stof die aan de ene kant stroef is en aan de andere kant erg glad door een silicone coating. Door een (steek)laken op het glijlaken te leggen is het mogelijk om met het (steek)laken de cliënt makkelijk maar boven en naar links en rechts te schuiven.

Productinformatie

- Bruin
- Diverse afmetingen
- Materiaal: nylon met siliconen coating
- Leg het glijlaken met de stroeve kant op het hoeslaken. Leg hier overheen een steeklaken. Glijlaken en steeklaken hoeven niet ingestopt te worden

Reiniging

Het glijlaken kan worden gewassen op 40°.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3033120	GLIJLAKEN 150 X 100 CM BRUIN REF 90189	1 st.	1 x 1 st.		
3047961	GLIJLAKEN 140X200CM BRUIN 3006	1 st.	1 x 1 st.		
3058618	GLIJLAKEN 90X110CM BRUIN 3001	1 st.	99999 x 1 st.		