

Intersurgical


Intersurgical zuurstofmaskers

Toepassing

Voor toedienen van zuurstof wordt vanaf 5 liter/flow (25% zuurstof) een zuurstofmasker ingezet. Hierbij is het belangrijk dat er een masker wordt ingezet dat optimaal comfort biedt voor de patiënt.

Productinformatie

- Standaard slanglengte 2.1 meter
- 50% lichter dan de traditionele maskers
- Eco uitvoering: gebruik van minder milieu belastende materialen
- Bevat 'soft face seal' voor een nog betere aansluiting op het gelaat
- Bij neus naar binnen gebogen seal vervangt de traditionele neusclip



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3025808	INTERSURGICAL ZUURSTOFMASKER VOLWASSENEN ECOLITE, SLANGLENGTE 2,1M REF 1135015	1 st.	40 x 1 st.	16134788	
3025825	INTERSURGICAL ZUURSTOFMASKER ECO KIND REF 1196015	40 st.	1 x 40 st.	16134761	
3025730	ECOLITE ZUURSTOFM.+BALLON+2.1M SLANG VOLW. HOGE CONCENTRATIE1181015	1 st.	24 x 1 st.	16135032	
3025824	ECOLITE ZUURSTOFM.+BALLON+2.1M SLANG KIND HOGE CONCENTRATIE 1192000	40 st.	1 x 40 st.	16135059	