

Mini laag vacuüm wonddrainage systeem

Toepassing

Het mini vacuüm systeem wordt gebruikt voor het post-operatief afvoeren van wondvocht (wonddrainage) om infecties te voorkomen en het genezingsproces te bevorderen. De bijgeleverde speciale Ulmer drain zorgt voor een 2,5 keer betere drainage. Dit zorgt ervoor dat er een kleinere kans is op verstoppingen van de drain.



Productinformatie

- 30 ml balg geeft een vacuüm van 80 mmHg
- Opnieuw vacuüm instellen is mogelijk
- De semi-transparante balg zorgt voor observatie van het secreet
- Direct bruikbaar met bijgesloten trocar en drain
- De trocar is gemaakt van chirurgisch staal
- Ook verkrijgbaar in CH 08

Wonddrainage vindt plaats door laag vacuüm waardoor minder kans bestaat op weefselbeschadiging. Het mini vacuüm systeem wordt met name gebruikt na operaties aan hoofd, nek of hand.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3026866	UNOMEDICAL MINI LAAG VACUUM SYSTEEM MET TROCAR EN REDONDRAIN CH6 REF 13001182 *S*	50 st.	4 x 50 st.		