

Qufora irrigatiesysteem met rectaal ballonkatheter

Toepassing

Bij irrigatie met behulp van een rectaal ballonkatheter wordt een katheter gebruikt om het water in de darm te pompen.

Productinformatie

- Logische sturing van de irrigatie mbv. de controle unit (positie 1 t/m 4)
- Ingebouwde ventielen voorkomen dat er een te hoge druk ontstaat in de ballon en in de darm
- De controle unit kan tijdens de irrigatie met klittenband bevestigd worden aan het bovenbeen
- De grote 1½ liter waterzak kan voldoende water bevatten voor meerdere irrigaties
- De ballon op de katheter is gemaakt van siliconen. De katheter kan tot max. 3 [irrigatiedagen] gebruikt worden

3032680= complete set

3032681= irrigatieslang tussen controle-unit en rectaalkatheter

3032682= 5 stuks rectaal ballonkatheters standaard

3005235= losse waterzak 1500ml



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3032680	QUFORA ANAAL IRRIGATIE BASISSET QISBASIS STERIEL	1 st.	10 x 1 st.	15707555	
3032682	QUFORA IRRIGATIEKATHETER QISCATH STERIEL	5 st.	10 x 5 st.	15707563	QUFOC
3032681	QUFORA IRRIGATIESLANG QISTUBE	1 st.	10 x 1 st.	15748294	
3005230	QUFORA IRRIGATIESYSTEEM BASIS SMALL 1ST	1 st.	1 x 1 st.	16104420	
3005235	QUFORA WATERZAK IRRIGATIESYSTEEM ANAAL 1500ML QISWATER	1 st.	1 x 1 st.	15917932	