

Intersurgical zuigkatheter met schuine tip en funnel

Toepassing

Slijm dat niet opgehoest kan worden, kan benauwdheid en luchtweginfecties veroorzaken. Voor het uitzuigen in de bovenste luchtwegen gebruikt men een (uit)zuigkatheter.

Productinformatie

- Schuine tip (beveled)
- Atraumatische tip
- Twee laterale, gladde openingen
- Universele kleurcodering, voor eenvoudige identificatie



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3051982	INTERSURGICAL ZUIGKATHETER AFGESCHUINDE TIP FUNNEL 2 LATERALE OPENINGEN 50CM CH6 19006011 STERIEL	1 st.	150 x 1 st.		
3051983	INTERSURGICAL ZUIGKATHETER AFGESCHUINDE TIP FUNNEL 2 LATERALE OPENINGEN 50CM CH12 19012011 STERIEL	150 st.	6 x 150 st.		
3051984	INTERSURGICAL ZUIGKATHETER AFGESCHUINDE TIP FUNNEL 2 LATERALE OPENINGEN 50CM CH14 19014011 STERIEL	150 st.	6 x 150 st.		
3051986	INTERSURGICAL ZUIGKATHETER AFGESCHUINDE TIP FUNNEL 2 LATERALE OPENINGEN 50CM CH16 19016011 STERIEL	1 st.	150 x 1 st.		