

Intersurgical zuigkatheter ideal tip met funnel

Toepassing

Slijm dat niet opgehoest kan worden, kan benauwdheid en luchtweginfecties veroorzaken. Voor het uitzuigen in de bovenste luchtwegen gebruikt men een (uit)zuigkatheter.

Productinformatie

- Zachte, ronde tip (ideal), verlaagt kans op weefselschade
- Atraumatische tip
- Twee laterale, gladde openingen
- Universele kleurcodering



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3051964	INTERSURGICAL ZUIGKATHETER IDEAL TIP FUNNEL RECHT 2 ZIJ-OPENINGEN 50CM CH6 19006851 STERIEL	1 st.	150 x 1 st.		
3051965	INTERSURGICAL ZUIGKATHETER IDEAL TIP FUNNEL RECHT 2 ZIJ-OPENINGEN 50CM CH8 19008851 STERIEL	150 st.	6 x 150 st.		
3051966	INTERSURGICAL ZUIGKATHETER IDEAL TIP FUNNEL RECHT 2 ZIJ-OPENINGEN 50CM CH10 19010851 STERIEL	150 st.	6 x 150 st.		
3052002	INTERSURGICAL ZUIGKATHETER IDEAL TIP FUNNEL RECHT 2 ZIJ-OPENINGEN 50CM CH12 19012851 STERIEL	150 st.	6 x 150 st.		
3051967	INTERSURGICAL ZUIGKATHETER IDEAL TIP FUNNEL RECHT 2 ZIJ-OPENINGEN 60CM CH12 19012901 STERIEL	1 st.	100 x 1 st.		
3051968	INTERSURGICAL ZUIGKATHETER IDEAL TIP FUNNEL RECHT 2 ZIJ-OPENINGEN 50CM CH14 19014851 STERIEL	150 st.	6 x 150 st.		
3051969	INTERSURGICAL ZUIGKATHETER IDEAL TIP FUNNEL RECHT 2 ZIJ-OPENINGEN 50CM CH16 19016851 STERIEL	150 st.	6 x 150 st.		
3052640	INTERSURGICAL ZUIGKATHETER IDEAL TIP FUNNEL RECHT 2 ZIJ-OPENINGEN 50CM CH18 19018851 STERIEL	150 st.	6 x 150 st.		