

## Flip-Flo katheterventiel - C.R. Bard NL

### Toepassing

Ventiel met aftapmogelijkheid voor het tijdelijk afsluiten van een verblijfskatheter. Het gebruik van een katheterventiel verkleint het risico van vermindering van de blaascapaciteit.

Geschikt voor gebruikers die een volle blaas kunnen voelen, verstandelijk bewust zijn en het ventiel zelf kunnen bedienen.

Toepassen ter vervanging van een urinebeenzak overdag.

### Productinformatie

- Gebruiksduur maximaal 1 week



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                    | Binnendoos | Overdoos  | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 3033874   | BARD FLIP-FLO KATHETERVENTIEL<br>BxBFF5 STERIEL | 5 st.      | 1 x 5 st. | 14229196  | CATHXB  |