


Atrauman



Atrauman Silicone

Toepassing

De siliconen wondcontactlaag wordt onder het secundaire verband aangebracht en voorkomt verkleving met het wondbed. Atrauman Silicone is ontworpen ter ondersteuning van een breed spectrum in de wondbehandeling. Het vormt een aanvulling op de verschillende secundaire verbanden en werkt met ze samen.



Productinformatie

- Voorkomt verkleving van het secundaire verband met de wond
- Beschermt gevoelige huidstructuren
- Ideaal in combinatie met NDT (negatievedruktherapie)
- Dikte van 0,4 mm, past zich soepel aan elke wond aan

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3057652	ATRAUMAN SILICONE 7,5CMX10CM 4995610	5 st.	4 x 5 st.		
3057893	ATRAUMAN SILICONE 5CMX7CM 4995670	5 st.	10 x 5 st.		
3057653	ATRAUMAN SILICONE 10CMX20CM 4995630	5 st.	8 x 5 st.		