

Tensoplast

Tensoplast - Tractiekit

Toepassing

Tractiemateriaal wordt gebruikt om tractie te geven op ledematen na verwondingen of een operatie. Het is geschikt voor zowel kort als langdurig gebruik bij volwassenen en kinderen. Tractie wordt bereikt door een gewicht te bevestigen aan de koorden die aan de plaat vastzitten.

Productinformatie

- Bestaat uit een met foam bedekte plaat, waaraan tractiekoord is bevestigd
- Klevende versie: met twee flexibele zelfklevende zijstrips
- Niet klevende versie: voor de gevoelige huid
- Inclusief los elastisch fixatiewindsel om Tensoplast te fixeren
- Tractie mogelijk van 7 tot 10 kg



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3034419	TENSOPLAST PLEISTERTRACTIE VOLWASSENEN REF 71544-00	1 st.	12 x 1 st.	13112104	TENSX
3049695	TENSOPLAST SKIN TRACTION KIT NIET ZELFKLEVEND KINDEREN 71556-00	1 st.	12 x 1 st.	13119117	
3049696	TENSOPLAST SKIN TRACTION KIT NIET ZELFKLEVEND VOLWASSENEN 71555-00	1 st.	12 x 1 st.	13119125	