

Medispo Klittenband

Toepassing

Klittenband wordt gebruikt om diverse afneembare braces en spalken vast te zetten. Door de twee banden tegen elkaar te drukken, ontstaat een betrouwbare en veilige sluiting, die gemakkelijk te openen is, door beide banden eenvoudigweg van elkaar te trekken.



Productinformatie

- Vervaardigd van geweven 100% polyamide
- Leverbaar in de kleuren wit, beige, zwart en blauw
- Verkrijgbaar in: standaard, zelfklevende en elastische versies

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------