

## THRESHOLD PEP

### Toepassing

De Threshold PEP (Positive Expiratory Pressure) kan door het uitademen de weerstand als positieve druk genereren waarmee de luchtwegen open gaan staan. Dit wordt vervolgens gebruikt om slijm uit de luchtwegen te verwijderen door geforceerde uitademing. Door het toepassen van de hoest- en hufftechnieken kan het slijm uit de luchtwegen makkelijker verwijderd worden.

De Threshold PEP wordt op medische of fysiotherapeutische indicatie gebruikt bij o.a. COPD longrevalidatie, astma, Chronisch Hart Falen, Cystic Fibrosis.

### Productinformatie

- De Threshold PEP heeft een flow onafhankelijke klep, dat leidt tot continue weerstand en dit kan aangepast worden met een nauwkeurigheid tot 1 cmH<sub>2</sub>o.
- De Threshold PEP is per centimeter waterdruk instelbaar.
- In verband met de constante druk (onafhankelijk van de flow) is er geen druk-indicator nodig.
- De Threshold PEP kan gebruikt worden met een masker.
- Het onderhoud en de reiniging is zeer eenvoudig.



## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3041180	TRESHOLD PEP HS735-EU-00	1 st.	10 x 1 st.		