

Curion CuriBag urinebedzak Eendaags

Toepassing

Urineopvangzak voor afvoer van urine, voor maximaal 1 dag te gebruiken



Productinformatie

- Uitvoering met kruiskraan - trekkraan - zonder kraan
- Zonder aftapkraan. Legen door de zak open te scheuren bij de inkeping
- Materiaal PVC

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029146	CURION CURIBAG URINEBEDZAK EENDAAGS 2000ML 110CM KRUISKRAAN 8758	25 st.	8 x 25 st.	15920151	CURIU2
3059208	CURION CURIBAG URINEBEDZAK EENDAAGS 2000ML 90CM TREKKRAAN TRANSPARANT	25 st.	8 x 25 st.	16092589	
3059207	CURION CURIBAG URINEZAK EENDAAGS 1500ML 10CM GEEN AFTAP 8074	25 st.	10 x 25 st.	16092600	
3059205	CURION CURIBAG URINEZAK EENDAAGS 1500ML SL 90CM GEEN AFTAP 8070	25 st.	10 x 25 st.	16092597	
3059206	CURION CURIBAG URINEZAK EENDAAGS 1500ML 110CM GEEN AFTAP 8072	25 st.	10 x 25 st.		