

Hygie



Hygie bedpan/toiletstoel opvangzak met absorberende inlegger

Toepassing

De perfecte oplossing om ontlasting en/of urine veilig op te vangen en af te voeren. Het helpt de risico's van spatten en kiemverspreiding te verminderen (bestrijding van gezondheidszorg-geassocieerde infecties)

Productinformatie

- Te gebruiken in de Hygie bedpan en ook in een gewone bedpan
- De superabsorberende inlegger kan binnen 30 seconden 700ml urine in een gel substantie veranderen
- Kan ingezet worden tijdens gebruik van cytostatica
- Na gebruik de zak dichtbinden en weggooien bij het restafval. Bij cytostaticagebruik moet de zak afgevoerd worden als besmet afval
- De superabsorberende inlegger is gemaakt van 100% gerecycled materiaal



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3048184	HYGIE BEDPAN-TOILETSTOEL OPVANGZAK MET ABSORBERENDE INLEGGER SA-HYGI- CLBI-000	20 st.	20 x 20 st.		