

DeVilbiss Filter Disposable

Toepassing

De DeVilbiss Filter Disposable houdt bacteriën op een afstand. Het filter dient geplaatst te worden op het deksel van de opvangpot. Aan het filter zal de siliconen verbindingsslang vastgemaakt moeten worden en deze zal dan aan de vacuümpomp vastgemaakt moeten worden.



Productinformatie

- Filter minimaal één keer per twee maanden vervangen
- Natte filter dient ook vervangen te worden
- Zit tussen de opvangpot en verbindingsslang

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3044255	DEVILB FLT PATROON DIS TBV VACUAIDE	1 st.	60 x 1 st.		