

Bbraun

SURECAN SAFETY II NAALD GRIP

Toepassing

De Surecan Safety II naald grip heeft een handmatig geactiveerd veiligheidsmechanisme dat is ontworpen om te worden geactiveerd bij het verwijderen van de naald en om de punt af te schermen om prikaccidenten te verminderen. Wanneer het veiligheidsmechanisme geactiveerd is, verschijnt er een groene stip door de doorzichtige bodemplaat.

Productinformatie

- Geschikt voor langdurige infusies
- Flexibele en ergonomische vleugels
- Geschikt voor krachtinjecties tot 325 PSI
- Laag profiel niet-absorberend schuimkussen helpt bij het plaatsen van fixatieverband
- Latex- en DEHP-vrij



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3059741	SURECAN NAALD GRIP SAFETYII 1,1X15MM 19G 4447000 STERIEL	20 st.	5 x 20 st.		
3041530	SURECAN NAALD GRIP SAFETYII 0,9X15MM 20G	20 st.	5 x 20 st.	15909204	
3041531	BBRAUN SURECAN SAFETY II VEILIGHEIDSNAALD 0,9X20MM 20G 04447006 STERIEL	20 st.	1 x 20 st.	15856585	
3041532	SURECAN NAALD GRIP SAFETYII 0,9X32MM 20G 04447008	1 st.	20 x 1 st.	15909220	
3059194	SURECAN SAFETY II PORT ACCESS NEEDLE SET 20G 0,9X12mm 4447043-02 STERIEL	20 st.	5 x 20 st.		

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3063154	SURECAN SAFETY II PORT ACCESS NEEDLE SET 20G X 1IN. (25MM) 4447007-02 4447007 STERIEL	20 st.	5 x 20 st.		