



## BD

### BD VACUTAINER BLOEDAFNAMEBUIS

#### Toepassing

De BD Vacutainer buis bevat inerte gelbarrière die de serum van het bloedstolsel scheidt, ter voorkoming van contaminatie van het serum. Hiermee zijn routineanalyten in de klinische chemie, zoals kalium en glucose, nog steeds stabiel na een week bewaren bij 4-25°C. Het toont een hoge mate van stabiliteit aan met de acrylgel in deze buizen.

#### Productinformatie

- Voor eenmalige gebruik
- Stabiele barrière tussen serum en gestold bloed tijdens: transport en opslag, wat leidt tot een betere analyse
- Geen vereiste voor secundaire buizen, waardoor de mogelijkheid wordt verkleind van verkeerde identificatie
- Aanbevolen stollingstijd is 30 min

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                                            | Binnendoos | Overdoos     | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------|
| 3005795   | BD VACUTAINER BUIS SILCA GEL<br>100X13MM BRUIN 368968 STERIEL                           | 100 st.    | 10 x 100 st. |           |         |
| 3048406   | BD BLOEDAFNAMEBUIS VACUTAINER SST<br>II ADVANCE TUBE 5ML 13X100MM<br>GEEL367955 STERIEL | 100 st.    | 10 x 100 st. |           |         |
| 3048405   | BD VACUTAINER K2EDTA<br>BLOEDAFNAMEBUIS 4ML 13X75MM PAARS<br>368861 STERIEL             | 100 st.    | 10 x 100 st. |           |         |