

DEXCOM G6 ZENDER

Toepassing

De zender stuurt glucosemetingen van de Dexcom G6 CGM sensor naar de Dexcom G6 CGM ontvanger. Zender wordt in houder op sensor geklikt. Zendbereik 6 meter. Omgevingstemperatuur 10°C-42°C. Onderdeel van Dexcom G6 CGM systeem.

Productinformatie

Dexcom G6 CGM zender; stuurt glucosemetingen van de Dexcom G6 CGM sensor naar de Dexcom G6 CGM ontvanger of een compatibel mobiel apparaat.

De zender is een klein, grijs plastic deel dat in de houder op de sensor geklikt wordt. De zender stuurt de metingen van de sensor naar de ontvanger of een compatibel mobiel apparaat. De zender en ontvanger moeten zich binnen een bereik van 6 meter bevinden, zonder obstakels (zoals muren of metaal) ertussen. Als er water tussen de zender en de ontvanger zit, bijvoorbeeld tijdens douchen of zwemmen, houd ze dan dicht bij elkaar. Het bereik wordt verkleind omdat Bluetooth minder goed werkt via water. De zender dient gebruikt te worden in een omgeving tussen 10°C en 42°C.

Waterbestendigheid IP28: bescherming tegen het inbrengen van grote objecten en onderdompeling in water tot 2.4 meter gedurende 24 uur.

De zender kan drie maanden gebruikt worden.

Onderdeel Dexcom G6 CGM systeem.

Specificatie:

- ☐ zender
- ☐ zendbereik 6 meter
- ☐ afmeting inclusief sensorhouder: 46x33x15mm
- ☐ gewicht: 12 gram
- ☐ waterbestendigheid IP28
- ☐ omgevingstemperatuur tussen 10°C en 42°C

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3060379	DEXCOM G6 ZENDER TRANSMITTER STT-GS-003	1 st.	50 x 1 st.	16744438	

