

PHILIPS INNOSPIRE GO MASKER ADAPTER

Toepassing

De Philips Innospire Go masker adapter dient geplaatst te worden tussen het mondstuk en het masker. De adapter past op alle maten LiteTouch maskers en is dus geschikt voor alle leeftijden. De maskeradapter maakt het gebruik van de LiteTouch-gezichtsmaskers met de InnoSpire Go Portable Mesh vernevelaar mogelijk.

Productinformatie

- Een kleine vervangende maskeradapter die op alle InnoSpire Go LiteTouch-maskers past
- Vervang elke 12 maanden om de prestaties te behouden
- Past op alle maten LiteTouch maskers
- Gebruik deze adapter NIET als mondstuk zonder dat er een LiteTouch-masker is bevestigd



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3046884	PHILIPS INNOSPIRE GO MASK ADAPTER 1125985	1 st.	1 x 1 st.		