

CUTICERIN Zalfkompres

Toepassing

CUTICERIN zalfkompres is voorzien van een speciaal synthetisch dragermateriaal, met optimale maasgrootte, geïmpregneerd met waterafstotende zalf. Vergroeiing van granulatieweefsel met het kompres wordt voorkomen, zodat verwijderen van het verband niet pijnlijk is en de wondgenezing niet wordt verstoord.

Mediq Medeco levert CUTICERIN uitsluitend aan zorginstellingen in Nederland.

Productinformatie

Verkleeft niet aan de wond

CUTICERIN is licht klevend. Door het gladde weefsel dat lucht- en waterdampdoorlatend is en de impregnatie met een neutrale zalf, wordt de wond soepel gehouden en wordt voorkomen dat het kompres aan de wond verkleeft.

Comfortabel voor de patiënt

Het risico op ingroei van granulatieweefsel wordt sterk verminderd, waardoor een pijnloze verbandwisseling mogelijk is en het granulatieweefsel niet beschadigd wordt.

Exsudaat management

De optimale maasgrootte laat exsudaat vrij afvloeien naar een absorberend kompres.

Indicaties

Voor de behandeling van oppervlakkige en exsuderende wonden zoals:

- Brandwonden
- Schaafwonden
- Wonden veroorzaakt door bestralingstherapie
- Blaren
- Huidtransplantatie; donor- en receptorplaats

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3033793	CUTICERIN ZALFKOMPRES 7.5X20CM 66045563 STERIEL	10 st.	12 x 10 st.	14231301	CUTIK7
3033808	CUTICERIN ZALFKOMPRES 7.5X7.5CM 66045562 STERIEL	10 st.	12 x 10 st.	14231328	CUTIK7
3033936	CUTICERIN ZALFKOMPRES 10X10CM 66045564 STERIEL	10 st.	12 x 10 st.	15008894	CUTIK1
3033800	CUTICERIN ZALFKOMPRES SYNTHETISCHE DRAGER MET WATERAFSTOTENDE ZALF 20 X 40 CM REF 14583216 *S*	25 st.	1 x 25 st.	14583216	
3002259	CUTICERIN ZALFKOMPRES 7,5X7,5CM 66045560 STERIEL	50 st.	6 x 50 st.	14753200	

