

Tubigrip SSB



Tubigrip SSB - voorgevormd compressief buisverband

Toepassing

Een voorgevormd druk- en steunegend buisverband, dat gebruikt wordt om de veneuze en lymfatische terugstroom te bevorderen bij veneuze problemen in benen en armen. Tevens geschikt ter ondersteuning na gipsverwijdering, na scleroseren en als druktherapie in de behandeling van brandwondlittekens.



Productinformatie

- Dit product bevat latex
- Leverbaar in bruin (huidskleur) en wit
- Eenvoudig op elke gewenste lengte te knippen
- Omwonden elastische draden die los zijn meegeweven
- Verkrijgbaar voor het onderbeen en voor het gehele been
- Tubigrip SSB is enkele malen wasbaar (handwas!) met een fijnwasmiddel op maximaal 40 °. Niet met de hand uitwringen maar in een handdoek rollen

Meet de omtrek op het breedste punt van de kuit of bovenarm om de juiste maat te bepalen:

Small, vang: 32-36 cm

Medium, omvang: 35-39 cm

Large, omvang: 38-42 cm

X-Large; kuitomvang: 41-45 cm met bovenbeen <60 cm

XX-Large; kuitomvang: 41-45 cm met bovenbeen >60 cm

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------