

Buikgaas X-Ray steriel

Toepassing

Klinion buikgazen met of zonder lus worden gebruikt bij operatieve ingrepen voor absorptie van vocht en ter bescherming van organen die niet betrokken zijn bij de ingreep. De buikgazen die voorzien zijn met lus zijn geschikt voor gebruik in de buikholte.

Productinformatie

- Dubbel verpakt
- EO-gesteriliseerd
- Vervaardigd van 100% katoen
- Gevouwen en rondom gestikt 17-draads geweven kompres
- Inclusief dubbele, oranje gekleurde telstickers (met mogelijkheid om op te hangen)
- Voorzien van een blauwe röntgencontrastdraad (X-ray draad) met een hoog barium sulfaatgehalte (>60%). Deze X-ray draad zorgt voor het lokaliseren van het product met behulp van röntgenstralen.



Klinion buikgazen zijn dubbel verpakt in een nauwsluitende en dus ruimtebesparende verpakking. Bovendien geven de speciaal gekleurde telstickers meer duidelijkheid in het gebruik, zodat de telprotocollen nog overzichtelijker worden.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016748	KLINION KOMPRES BUIKGAAS X-RAY PIP 45 X 70 CM 1 ST 4 LAGEN REF 115060 *S*	20 st.	4 x 20 st.	14833611	BUIKG4
3016750	KLINION KOMPRES BUIKGAAS X-RAY PIP 45 X 70 CM 5 ST 4 LAGEN REF 115063 *S*	25 st.	4 x 25 st.		
3016749	KLINION BUIKGAAS X-RAY PIP5 45 X 45 CM 4 LAGEN PER 5 STUKS REF 115062 *S*	40 st.	8 x 40 st.		
3016752	KLINION KOMPRES BUIKGAAS X-RAY MET LUS PIP 45 X 70 CM 2 ST 4 LAGEN REF 115065 *S*	20 st.	4 x 20 st.		
3016751	KLINION BUIKGAAS X-RAY PIP5 MET LUS 45 X 45 CM 4 LAGEN PER 5 STUKS REF 115064 *S*	40 st.	8 x 40 st.		
3016754	KLINION BUIKGAAS X-RAY PIP 45 X 70 CM 2 ST 4 LAGEN REF 115075 *S*	20 st.	4 x 20 st.		

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016747	KLINION SURGICAL CARE ABDOMINAL GAUZE COMPRESS X-RAY 45 X 30 CM 4 PLY REF 115050 *S*	40 st.	6 x 40 st.		