

Nipro IV katheters

Toepassing

De IV katheter is een transparante kunststof canule die ingebracht wordt met een naald. De IV katheter kan gebruikt worden voor intraveneuze toepassingen. Het perifeer infuus wordt ingebracht om een directe veneuze toegang te verkrijgen voor toediening van medicatie en vloeistoffen.

Productinformatie

- X-ray coating
- Roestvrijstalen naald
- Dunwandige ETFE catheter
- Beschikbaar met vleugels en bijspuitpoort



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029845	NIPRO INTRAVENEUZE KATHETER MET BIJSPUITPUNT 22G 0,9X25MM BLAUW TEFLON 2225W STERIEL	50 st.	20 x 50 st.	15445003	NIPRX9
3029846	NIPRO INTRAVENEUZE KATHETER MET BIJSPUITPUNT 20G 1,1X32MM ROZE TEFLON 2032W STERIEL	50 st.	20 x 50 st.	15445011	NIPRX1
3029847	NIPRO INTRAVENEUZE KATHETER MET BIJSPUITPUNT 18G 1,3X50MM GROEN TEFLON 1850W STERIEL	50 st.	20 x 50 st.	15445038	NIPRX1