

Unomedical zuigkatheter met funnelaansluiting

Toepassing

Voor het uitzuigen van de trachea tot in de longen.

Productinformatie

- Kleurgecodeerde funnelzuigkatheters
- A-traumatische tip en uiterst glad oppervlak specifiek geschikt voor het gebruik door een endotracheale tube
- Alle zuigkatheters hebben een centrale opening naast specifieke openingen en modellen.
- Mully tip is voorzien van een atraumatische tip met centrale opening en 2 gelijke zijopeningen.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3026289	UNOMEDICAL ZUIGCATHETER FUNNEL MULLY TIP, RECHT CH06 53 CM GROEN REF 05069182 *S*	100 st.	10 x 100 st.		
3026259	UNOMEDICAL ZUIGCATHETER FUNNEL RECHT, 2 VERSPRINGENDE LATERALE CH08 53 CM BLAUW REF 05040182 *S*	100 st.	10 x 100 st.	16064291	
2000156	UNOMEDICAL ZUIGCATHETER FUNNEL MULLY TIP, RECHT CH10 53 CM WIT REF 5077182 *S*	50 st.	1 x 50 st.	15562301	AFZUC1
3026261	UNOMEDICAL ZUIGCATHETER FUNNEL RECHT, 2 VERSPRINGENDE LATERALE OPENINGEN CH12 53 CM WIT REF 05044182 *S*	100 st.	8 x 100 st.	15200779	AFZUC1
3026277	UNOMEDICAL ZUIGCATHETER FUNNEL MULLY TIP, RECHT CH12 53 CM WIT REF 05081182 *S*	100 st.	8 x 100 st.		
2000157	UNOMEDICAL ZUIGCATHETER FUNNEL MULLY TIP, RECHT CH12 53 CM WIT REF 05081182 *S*	1 st.	50 x 1 st.	15200787	AFZUC1
3026287	UNOMEDICAL ZUIGCATHETER FUNNEL MULLY TIP, GEBOGEN CH12 60 CM WIT REF 08008182 *S*	100 st.	8 x 100 st.		
2000158	UNOMEDICAL ZUIGCATHETER FUNNEL MULLY TIP, RECHT CH14 53 CM GROEN REF 05086182 *S*	50 st.	1 x 50 st.		
3026278	UNOMEDICAL ZUIGCATHETER FUNNEL MULLY TIP, RECHT CH14 53 CM GROEN REF 05086182 *S*	100 st.	8 x 100 st.	16064313	

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3026282	UNOMEDICAL ZUIGCATHETER FUNNEL MULLY TIP, RECHT CH14 60 CM GROEN REF 05087182 *S*	100 st.	10 x 100 st.		
3026271	UNOMEDICAL ZUIGCATHETER CENTRALE OPENING CH16 ORANJE REF 05012182 *S*	100 st.	8 x 100 st.		
3026290	UNOMEDICAL ZUIGCATHETER FUNNEL MULLY TIP, RECHT CH16 53 CM ORANJE REF 05090182 *S*	100 st.	8 x 100 st.		
3026265	UNOMEDICAL ZUIGCATHETER FUNNEL RECHT, 2 VERSPRINGENDE LATERALE OPENINGEN CH18 53 CM ROOD REF 05050182 *S*	100 st.	8 x 100 st.		