



Intersurgical zuurstofverbindingslang & bubbel slang

Toepassing

Bij zuurstoftherapie kan het handig zijn een zuurstofslang in te zetten wanneer de lengte van de standaard slang niet toereikend is. De zuurstofverbindingslangen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Een alternatieve optie is een bubble tube inzetten, deze kan op elke gewenste lengte worden geknipt.

Productinformatie

- Verkrijgbaar in verschillende lengtes
- Voorzien van standaard connectoren
- Diameter van de slang is 3,6MM

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3025654	INTERSURGICAL ZUURSTOFSLANG 1.8M 1174000	1 st.	125 x 1 st.	16134796	
3025820	INTERSURGICAL ZUURSTOFSLANG 4 M REF 1175000	30 st.	1 x 30 st.	16134826	
3025818	INTERSURGICAL ZUURSTOFSLANG 10 M REF 1174007	30 st.	1 x 30 st.	16134834	
3025819	INTERSURGICAL ZUURSTOFSLANG 12 M REF 1174013	20 st.	1 x 20 st.	16134842	
3063096	INTERSURGICAL ZUURSTOFSLANG 5M 1175001	1 st.	25 x 1 st.		
3025658	INTERSURGICAL ZUURSTOFSLANG 2.1M REF 1174003	100 st.	1 x 100 st.	16134818	
3025871	INTERSURGICAL ZUURSTOFSLANG OP ROL, 5MM ID 50 M 1180000	1 st.	1 x 1 st.		
3052611	EXTRUDAN BUBBELSLANG 30M 5.0/7.0MM DIAMETER 1430005075	1 st.	1 x 1 st.		
3025719	INTERSURGICAL ZUURSTOF BUBBELSLANG OP ROL, DIAM 4MM-8MM LENGTE 50M 1170000	1 st.	1 x 1 st.	16134958	