

Absorin

Absorin Fix Normal Stretch fixatiebroekjes

Toepassing

Absorin Fix Normal Stretch zijn fixatiebroekjes voor fixatie van incontinentieverbanden zonder plakstrip.

Productinformatie

- Zacht, huidvriendelijk lycra broekje met optimaal draagcomfort (latexvrij)
- Perfecte verdeling van de elasticiteit geeft goede fixatie van het inlegverband op het lichaam
- Semi disposable: ongeveer 50x wasbaar
- Wasbaar tot 60 graden, niet in de droogtrommel
- Verkrijgbaar in vijf maten van 45 cm tot 160 cm heupomvang
- Samenstelling: 95% polyester, 4% elastaan, 1% nylon
- Kleurcodering zorgt voor de herkenbaarheid van de maat:
 S 45-90 cm (geel)
 M 80-105 cm (blauw)
 L 90-125 cm (bruin)
 XL 110-145 cm (groen)
 XXL 100-160 cm (oranje)



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016434	ABSORIN STRETCHSLIP FIXATIEBROEKJE NORMAL S WIT REF 4020	5 st.	20 x 5 st.	15578046	ABSOBS
3016436	ABSORIN STRETCHSLIP FIXATIEBROEKJE NORMAL STRETCH M WIT REF 4030	5 st.	20 x 5 st.	15822362	ABSOBM
3016439	ABSORIN STRETCHSLIP FIXATIEBROEKJE NORMAL STRETCH L WIT REF 4040	5 st.	20 x 5 st.	15578054	ABSOBL
3016441	ABSORIN STRETCHSLIP FIXATIEBROEKJE NORMAL STRETCH XL WIT REF 4042	5 st.	20 x 5 st.	15822370	ABSOBX
3016443	ABSORIN STRETCHSLIP FIXATIEBROEKJE NORMAL STRETCH XXL WIT REF 4050	5 st.	20 x 5 st.	15578062	ABSOBX