

Unomedical Duodenaalsonde

Toepassing

Een duodenaalsonde dient voor het opvangen van spijsverteringssappen, maar kan ook gebruikt worden om voeding toe te dienen in het duodenum.

Productinformatie

- Gemaakt van PVC, DEHP-vrij
- Zichtbaar onder röntgendoorlichting
- Markeringspunten voor positie-controle
- Kleurcodering voor ieder Charrière-maat



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3026354	UNOMEDICAL DUODENAALSONDE 4 OGEN, OPEN TIP, X-RAY CH12 125 CM WIT REF 10003182 *S*	100 st.	4 x 100 st.		
3026355	UNOMEDICAL DUODENAALSONDE 4 OGEN, OPEN TIP, X-RAY CH14 125 CM GROEN REF 10004182 *S*	50 st.	6 x 50 st.		
3026356	UNOMEDICAL DUODENAALSONDE 4 OGEN, OPEN TIP, X-RAY CH16 125 CM ORANJE REF 10005182 *S*	50 st.	6 x 50 st.		
3026357	UNOMEDICAL DUODENAALSONDE 4 OGEN, OPEN TIP, X-RAY CH18 125 CM ROOD REF 10006182 *S*	50 st.	6 x 50 st.	15209199	DUODX1