

Skintact

Skintact ecg-elektroden voor monitoring

Toepassing

Skintact ecg-elektroden voor monitoring zijn een belangrijk hulpmiddel bij het verkrijgen van basisinformatie over de patiënt alsmede het bewaken van de hartfunctie van de patiënt.

In diverse materialen, vormen en afmetingen verkrijgbaar.

Productinformatie

- Typen gel: solid gel, solid wet gel of liquid gel
- Diverse vormen: rond, ovaal, rechthoekig of druppelvormig
- Typen materiaal: foam, tape, clear tape of non-woven toplaag
- FS-50C heeft een speciale carbonsnap, geschikt voor Röntgen & MRI



Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving | Binnendoos | Overdoos | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|---|------------|--------------|-----------|---------|
| 3030168 | SKINTACT ECG ELEKTRODE FOAM SOLID GEL OVAAL 35X50MM F-521 | 30 st. | 50 x 30 st. | | |
| 3030169 | SKINTACT ECG ELEKTRODE FOAM, SOLID GEL, ROND, 30MM REF F-301 | 30 st. | 50 x 30 st. | | |
| 3030171 | SKINTACT ECG ELEKTRODE SOFT CLOTH SOLID GEL ROND 50 MM W-601 | 30 st. | 50 x 30 st. | | |
| 3030173 | SKINTACT ECG ELEKTRODE TAB, VOORZIEN VAN HYDROGEL, REF RT34 | 500 st. | 10 x 500 st. | 15763846 | SKINX |
| 3030175 | SKINTACT ECG ELEKTRODE FOAM, LIQUID GEL, ROND (X-RAY/M) 50 MM REF F-50C | 30 st. | 40 x 30 st. | | |
| 3030177 | SKINTACT ECG ELEKTRODE FOAM, LIQUID GEL, ROND, 40 MM REF F40 | 30 st. | 40 x 30 st. | 15763854 | SKINX4 |
| 3030181 | SKINTACT ECG ELEKTRODE MICROPOROUS TAPE, LIQUID GEL, RO 60MM REF T60 | 30 st. | 40 x 30 st. | 15763889 | ECGEX6 |

| Bestelnr. | Omschrijving | Binnendoos | Overdoos | ZI-nummer | ZI-memo |
|------------------|--|-------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 3030172 | SKINTACT ELECTRODE RECHTHOEK. 4MM ADAPTER VOOR BANANA PLUG 44 X 28 MM FS-RB4 | 50 st. | 30 x 50 st. | 15947637 | SKINX |