

Skintact

Skintact ecg-elektroden voor monitoring


Toepassing

Skintact ecg-elektroden voor monitoring zijn een belangrijk hulpmiddel bij het verkrijgen van basisinformatie over de patiënt alsmede het bewaken van de hartfunctie van de patiënt.

In diverse materialen, vormen en afmetingen verkrijgbaar.

Productinformatie

- Typen gel: solid gel, solid wet gel of liquid gel
- Diverse vormen: rond, ovaal, rechthoekig of druppelvormig
- Typen materiaal: foam, tape, clear tape of non-woven toplaag
- FS-50C heeft een speciale carbonsnap, geschikt voor Röntgen & MRI



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3030168	SKINTACT ECG ELEKTRODE FOAM SOLID GEL OVAAL 35X50MM F-521	30 st.	50 x 30 st.		
3030169	SKINTACT ECG ELEKTRODE FOAM, SOLID GEL, ROND, 30MM REF F-301	30 st.	50 x 30 st.		
3030171	SKINTACT ECG ELEKTRODE SOFT CLOTH SOLID GEL ROND 50 MM W-601	30 st.	50 x 30 st.		
3030173	SKINTACT ECG ELEKTRODE TAB, VOORZIEN VAN HYDROGEL, REF RT34	500 st.	10 x 500 st.	15763846	SKINX
3030175	SKINTACT ECG ELEKTRODE FOAM, LIQUID GEL, ROND (X-RAY/M) 50 MM REF F-50C	30 st.	40 x 30 st.		
3030177	SKINTACT ECG ELEKTRODE FOAM, LIQUID GEL, ROND, 40 MM REF F40	30 st.	40 x 30 st.	15763854	SKINX4
3030181	SKINTACT ECG ELEKTRODE MICROPOROUS TAPE, LIQUID GEL, RO 60MM REF T60	30 st.	40 x 30 st.	15763889	ECGEX6

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3030172	SKINTACT ELECTRODE RECHTHOEK. 4MM ADAPTER VOOR BANANA PLUG 44 X 28 MM FS-RB4	50 st.	30 x 50 st.	15947637	SKINX