

Unomedical

Zuigbuizen

Toepassing

Zuigbuizen worden toegepast bij het opzuigen van bloed, secreet en andere vloeistoffen tijdens de per-operatieve fase.

Productinformatie

- Stevige transparante zuigbuizen, waardoor u duidelijk zicht heeft op de vloeistof
- Handvat met en zonder vacuümcontrol
- Diverse typen en afmetingen beschikbaar



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3026919	UNOMEDICAL ZUIGBUIS CONVENTIONAL YANKAUER 4 OPENINGEN CH20 21CM 33011182 STERIEL	50 st.	6 x 50 st.		