

## Vacuümcontrole voor uitzuigkatheter

### Toepassing

Een losse vingertipaansluiting om een uitzuigkatheter en verbindingsslang aan elkaar te verbinden. Dit om tussentijds het vacuüm te reduceren.

### Productinformatie

- Past op CH 04 - 18
- Aansluiting; male - male
- De vingertip maakt constant uitzuigen mogelijk



## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3026936	UNOMEDICAL CONNECTOR VOOR VACUUMCONTROLE, LOS, MET FINGERTIP GESCHIKT VOOR CH4 T/M CH18 REF 84003182 *S*	100 st.	12 x 100 st.		