

# Vleugelnaalden

## Toepassing

Een vleugelnaald wordt gebruikt voor subcutane toepassing of kortdurende intraveneuze toediening in een perifeer bloedvat.

## Productinformatie

- Roestvrijstalen naald
- Flexibele vleugels als handgreep bij het inbrengen en voor fixatie van de naald



## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
2000307	TTMN VLEUGELNAALD MET 30 SLANG 20 X 0.50 MM REF 4506 *S*	5 st.	50 x 5 st.	14141191	VLEUN5
3032768	VYGON VLEUGELNAALD 7 CM SALNG 23G 17 X 0.60 MM REF 24706 *S*	20 st.	1 x 20 st.	14878763	