

Gaasdepper X-Ray steriel

Toepassing

Klinion gaasdeppers steriel met X-Ray draad worden gebruikt bij operatieve ingrepen voor de absorptie van vocht. Ze kunnen daarnaast met een desinfectant gebruikt worden ten behoeve van desinfectie van de huid. De depper is voorzien van X-Ray draad om het product te kunnen lokaliseren met behulp van röntgenstralen.



Beschikbaar in verschillende varianten. Inclusief telstickers.

Productinformatie

- Tot depper gevouwen gaaskompres
- Steriel: gamma gesteriliseerd
- Per vijf stuks, dubbel verpakt
- Voorzien van een blauwe röntgencontrastdraad (X-Ray draad)
- Inclusief dubbele, blauw gekleurde telstickers (met mogelijkheid om op te hangen)

Diameter

nr.2 - 2,5cm

nr.3 - 3,5cm

nr.4 - 5cm

nr.5 - 5,5cm

De deppers zijn dubbel verpakt en de direct omsluitende verpakking is bovendien voorzien van vijf uitsparingen, zodat tijdens productie altijd het juiste aantal gewaarborgd is.

Inclusief telstickers voor optimale registratie. De gekleurde telstickers geven duidelijkheid in het gebruik, zodat de telprotocollen nog overzichtelijker worden.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016755	KLINION DEPPER GAAS X-RAY PIP NR2 PER 5 VERPAKT REF 115076 *S*	200 st.	8 x 200 st.		
3016756	KLINION DEPPER GAAS X-RAY PIP NR3 PER 5 VERPAKT REF 115077 *S*	150 st.	8 x 150 st.		
3016757	KLINION GAASDEPPER GAAS X-RAY PIP NR4 PER 5 VERPAKT 115078 *S*	100 st.	9 x 100 st.		
3016758	KLINION DEPPER GAAS X-RAY PIP NR5 PER 5 VERPAKT REF 115079 *S*	100 st.	9 x 100 st.		