

Kompres X-Ray steriel

Toepassing

Kompressen X-ray steriel worden gebruikt bij operatieve ingrepen ten behoeve van absorptie van vocht. Het kompres is voorzien van een X-Ray draad om het product te kunnen lokaliseren met behulp van röntgenstralen.



Kompressen met X-Ray draad worden toegepast bij operatieve ingrepen voor de absorptie van vocht. Door de X-Ray draad kan het product gelokaliseerd worden met behulp van röntgenstralen. In verschillende afmetingen leverbaar.

Operatie gazen zijn niet bedoeld om volledig uitgevouwen gebruikt te worden. Het aantal keer dat een gaas uitgevouwen mag worden hangt af van de afmeting en het aantal lagen. Zorg er altijd voor dat de onafgewerkte zijde van het gaas naar binnen omgevouwen blijft. De kans dat deze onafgewerkte zijde (de snijrand van het gaas) partikels afgeeft is namelijk aanwezig en dit is onwenselijk. Hoewel er geen officiële richtlijnen bekend zijn hiervoor, raden wij aan om deze werkwijze op te nemen in een werkinstructie.

Als u gazen uitgevouwen wilt gebruiken dan zijn hiervoor speciaal rondom gestikte kompressen (zie buikgazen) ontwikkeld.

Productinformatie

- EO gesteriliseerd
- Vervaardigd van 100% zware kwaliteit katoen
- Rafelvrij gevouwen 17-draads geweven kompres
- Inclusief dubbele, groen gekleurde telstickers (met mogelijkheid om op te hangen)
- Dubbel verpakt
- Leverbaar in een verschillend aantal lagen en diverse afmetingen
- Voorzien van een blauwe röntgencontrastdraad (X-Ray draad) met een hoog barium sulfaatgehalte (>60%)

De kompressen zijn dubbel verpakt in een nauwsluitende en dus ruimtebesparende verpakking. Bovendien geven de speciaal gekleurde telstickers duidelijkheid in het gebruik, zodat de telprotocollen nog overzichtelijker worden. De telstickers zijn voor optimale registratie om in de status van de patiënt te plakken.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016736	KLINION GAASKOMPRES X-RAY PIP 5x5CM 12-LAAGS PER 10 VERPAKT 115001 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.		

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016737	KLINION GAASKOMPRES GAAS X-RAY PIP 10 X 10 CM 12 LAGEN PER 5 VERPAKT REF 115005 *S*	100 st.	9 x 100 st.		
3016739	KLINION KOMPRES GAAS X-RAY PIP 10 X 10 CM 12 LAGEN PER 10 VERPAKT REF 115007 *S*	100 st.	9 x 100 st.		
3016740	KLINION GAASKOMPRES GAAS X-RAY PIP 10 X 20 CM 12 LAGEN PER 5 VERPAKT REF 115020 *S*	100 st.	6 x 100 st.		
3016741	KLINION GAASKOMPRES GAAS X-RAY PIP 10 X 20 CM 12 LAGEN PER 10 VERPAKT REF 115021 *S*	100 st.	6 x 100 st.		
3016742	KLINION KOMPRES GAAS X-RAY PIP 10 X 20 CM 24 LAGEN PER 5 VERPAKT REF 115023 *S*	50 st.	6 x 50 st.		
3016744	KLINION KOMPRES GAAS X-RAY PIP 20 X 25 CM 16 LAGEN PER 5 VERPAKT REF 115046 *S*	40 st.	6 x 40 st.		
3016746	KLINION GAASKOMPRES GAAS X-RAY PIP 20 X 25 CM 32 LAGEN PER 2 VERPAKT REF 115048 *S*	16 st.	6 x 16 st.		