

Gripper-naald & GripperPLUS-naald

Toepassing

De gripper-naald is speciaal ontwikkeld voor het aanprikken van de Porth-a-Cath. De naald wordt met name ingezet voor het toedienen van infuustherapie en het afnemen van bloed.

De GripperPLUS-naald heeft een veiligheidssysteem. Bij het verwijderen van de naald uit de patiënt klikt de naald vast in het systeem en wordt een vrijwel prik-accident uitgesloten.



Productinformatie

- Slanglengte is 20 cm
- 90 graden gebogen, roestvrijstalen naald
- Aan de naald zit een slang van medisch PVC
- Ook geschikt voor toedienen van cytostatica
- Handvat om de naald makkelijk te kunnen vasthouden

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
2000293	TTMN GRIPPERNAALD 20G 19 X 0.90 MM REF 21-2734 *S*	3 st.	24 x 3 st.	15432491	TTMNN9
2000294	TTMN GRIPPERNAALD 19G 25 X 1.10 MM REF 21-2720-24 *S*	3 st.	24 x 3 st.	14141361	TTMNN1
2000295	TTMN GRIPPERNAALD PLUS 19G 25 X 1.10 MM REF 21-2764-24 *S*	3 st.	24 x 3 st.	15211045	TTMNN1
2000296	TTMN GRIPPERNAALD PLUS 22G 19 X 0.64 MM REF 21-2766-24 *S*	3 st.	24 x 3 st.	15211053	TTMNN2