

GripperNaald & GripperPLUSnaald

Toepassing

De grippernaald is speciaal ontwikkeld voor het aanprikken van de Porth-a-Cath. De naald wordt met name ingezet voor het toedienen van infuustherapie en het afnemen van bloed.

De GripperPLUSnaald heeft een veiligheidssysteem. Bij het verwijderen van de naald uit de patiënt klikt de naald vast in het systeem en wordt een vrijwel prikaccident uitgesloten



Productinformatie

- Slanglengte is 20 cm
- 90 graden gebogen, roestvrijstalen naald
- Aan de naald zit een slang van medisch PVC
- Ook geschikt voor toedienen van cytostatica
- Handvat om de naald makkelijk te kunnen vasthouden

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
2000293	TTMN GRIPPERNAALD 20G 19 X 0.90 MM REF 21-2734 *S*	3 st.	24 x 3 st.	15432491	TTMNN9
2000294	TTMN GRIPPERNAALD 19G 25 X 1.10 MM REF 21-2720-24 *S*	3 st.	24 x 3 st.	14141361	TTMNN1
2000295	TTMN GRIPPERNAALD PLUS 19G 25 X 1.10 MM REF 21-2764-24 *S*	3 st.	24 x 3 st.	15211045	TTMNN1
2000296	TTMN GRIPPERNAALD PLUS 22G 19 X 0.64 MM REF 21-2766-24 *S*	3 st.	24 x 3 st.	15211053	TTMNN2