

Berner Latex Cytostatica Onderzoekshandschoenen

Toepassing

De Manu L onderzoekshandschoenen van Berner hebben een hoge beschermingscapaciteit door gebruik van hoogwaardige latex. Geschikt voor het werken met cytostatica.



Productinformatie

- Beschikbaar: steriele en niet-steriele variant
- Voor de juiste keuze en meer informatie kunt u de bijgevoegde brochures raadplegen

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3027024	BERNER ONDERZOEKSHANDSCHOEN LATEX, ANATOMISCH L 1 PAA PPE, CYTOSTATICA REF 4030	50 st.	6 x 50 st.		