

HG Draincompres - hydrofielgaas splitkompres - steriel

Toepassing

Klinion HG Draincompres is een hydrofielgaas splitkompres dat geschikt is voor het afdekken van de insteekopening van drains, sondes en katheters. De inkeping in het gaas wordt rondom de drain geplaatst. Bij gebruik van een tweede splitkompres wordt deze in tegengestelde richting aangebracht.

Productinformatie

- Vervaardigd van 100% katoen
- Rafelvrij gevouwen 17-draads gewezen met rafelvrije afgewerkte rechte split



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016982	KLINION HG DRAINCOMPRES SPLITKOMPRES 10 X 10 CM 16 LAGEN 50 X 1 ST REF 170115 *S*	50 st.	12 x 50 st.	13618008	SPLIK1
3016983	KLINION HG DRAINCOMPRES SPLITKOMPRES 10 X 10 CM 16 LAGEN 25 X 2 ST REF 170116 *S*	50 st.	12 x 50 st.	13618016	SPLIK1