


Peters schouder abductor kussen

Toepassing

Het schouder abductor kussen wordt ingezet ten behoeve van de externe immobilisatie en abductie van de bovenarm na een schouderoperatie. Het bestaat uit een kussen en is te bevestigen met een klittenbandsluiting en is zowel links als rechts te dragen.



Productinformatie

- Wasbaar
- Licht van gewicht
- Bevat geen metalen delen
- Anatomisch gevormd en hierdoor comfortabel voor de patiënt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3032421	PETERS SCHOUDER ABDUCTOR KUSSEN UNIVERSEEL REF 79CA4530	1 st.	2 x 1 st.		