

Braun THERMOSCAN PRO 6000 Oorthermometer en toebehoren


Toepassing

Voor deze thermometer geldt een veiligheidsmededeling, dit bestand staat onder het kopje: aanvullende informatie

De oorthermometer wordt gebruikt om de lichaamstemperatuur te meten via het oor d.m.v. opname van infraroodstraling.

Productinformatie

- Geeft binnen 1 seconde temperatuur weer
- Geen hygiëniserico's door het gebruik van beschermkapjes
- Beschermkapje is te verwijderen zonder aan te raken met de handen
- Voorverwarmende probe tip
- Signaalfunctie bij juiste plaatsing in het oor
- Werkt op op 2 AA-batterijen (of 2 oplaadbare AA-batterijen indien gebruikt in combinatie met een laadstation).
- Art. nr 3038899: Thermoscan Pro 6000 met kleine houder (laadstation) voor alleen de thermometer
- Art. nr. 3038896: Thermoscan Pro 6000 met grote houder (laadstation) voor thermometer en een doosje lenskapjes.
- Art. nr. 3038911 is een grote houder (laadstation) die ook aan de wand bevestigd kan worden. Wordt geleverd inclusief 2 oplaadbare AA-batterijen voor de Thermoscan Pro 6000. Houder geschikt voor thermometer en een doosje lenskapjes
- Lenskapjes 3038898 (LF20) alleen nog maar geschikt voor de Pro 6000 en niet meer voor de Pro 3000 of Pro 4000.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3038896	BRAUN OORTHERMOMETER THERMOSCAN PRO 6000 MET GROTE HOUDER 06000-300	1 st.	48 x 1 st.		
3038898	BRAUN KAPJES VOOR OORTHERMOMETER THERMOSCAN PRO 6000 06000-800	200 st.	4 x 200 st.		
3038911	BRAUN OPLAADSTATION EU VOOR OORTHERMOMETER PRO 6000 06000-125	1 st.	1 x 1 st.		
3038912	BRAUN OPLAADBARE BATTERIJ VOOR OORTHERMOMETER PRO 6000 104894	1 st.	1 x 1 st.		
3038899	BRAUN OORTHERMOMETER THERMOSCAN PRO 6000 MET KLEINE HOUDER 06000-200	1 st.	48 x 1 st.		