

Klinidur Adhesive Acryl - elastische kleefzwachtel

Toepassing

Klinidur Adhesive Acryl elastische, bruine kleefzwachtels worden gebruikt bij spataderen, verstuikingen, sportletsel, compressietherapie en als huidbescherming onder sporttape.



Klinidur Adhesive Acryl is latexvrij

Productinformatie

- Luchtdoorlatend
- Elastisch in de lengterichting (korte rek)
- Lengte ongerekt 2,7 meter en gerekt 4,5 meter
- Vervaardigd van 100% katoen met aan de buitenzijde een kleeflaag op basis van acryl
- Per stuk verpakt in een doosje

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016881	KLINION KLINIDUR ADHESIVE ACRYL COMPRESSIEZWACHTEL 4.5MX6CM HUIDSKLEUR 132650	10 st.	5 x 10 st.	14328011	KLINW4
3016882	KLINION KLINIDUR ADHESIVE ACRYL COMPRESSIEZWACHTEL 4.5MX8CM HUIDSKLEUR 132651	10 st.	5 x 10 st.	14328038	KLINW4
3016883	KLINION KLINIDUR ADHESIVE ACRYL COMPRESSIEZWACHTEL 4.5MX10CM HUIDSKLEUR 132652	10 st.	5 x 10 st.	14328046	