

Klinidur Forte - compressiezwachtel lange rek, zware uitvoering

Toepassing

De Klinidur Forte compressiezwachtel met lange rek geeft hoge compressie en stevige ondersteuning bij fracturen, rupturen en verrekkingen van pezen of banden. Daarnaast is de zwachtel geschikt voor compressie bij vaataandoeningen.

Omdat de Klinidur Forte voortdurend druk geeft, moet hij 's nachts worden verwijderd. Het correct aanleggen vereist enige oefening.

In verschillende breedte maten verkrijgbaar.

Productinformatie

- Vervaardigd van 85% katoen, 7% polyamide en 8% elasthaan
- 7 meter lang (gerekt)
- Bruine zwachtel
- Per stuk verpakt in een doosje
- Maximaal 10x wassen tot 40°C. Niet in de droger, liggend laten drogen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3054740	KLINION KLINIDUR FORTE COMPRESSION BANDAGE LONG-STRETCH STRONG Beige 7 M X 10 CM REF 132362	10 st.	4 x 10 st.	13574531	
3054727	KLINION KLINIDUR FORTE COMPRESSION BANDAGE LONG-STRETCH STRONG Beige 7 M X 12 CM REF 132363	10 st.	3 x 10 st.	13574558	