

Klinidur Standard - lange rek compressiezwachtel, lichte uitvoering

Toepassing

Klinidur Standard geeft gedoseerde compressie en stevige ondersteuning bij fracturen, rupturen en verrekkingen van pezen of banden. Daarnaast is de zwachtel geschikt voor compressie bij vaataandoeningen. Deze compressiezwachtel is de lichte uitvoering van een duurzaam elastische lange rekzwachtel. Omdat de Klinidur Standard voortdurend druk geeft, moet deze 's nachts worden verwijderd. Het correct aanleggen vereist enige oefening.



Productinformatie

- Vervaardigd van 82% katoen, 13% polyamide en 5% elasthaan
- Materiaal is ventilerend en duurzaam
- Bestand tegen zalf en transpiratievocht
- 7 meter lang (gerekt)
- Bruine zwachtel
- Per stuk verpakt in een doosje
- Maximaal 10x wassen op tot 40°C. Niet in de droger, liggend laten drogen

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3054728	KLINION KLINIDUR STANDARD COMPRESSION BANDAGE LONG-STRETCH LIGHT Beige 7 M X 8 CM REF 132346	10 st.	8 x 10 st.	13574493	
3054729	KLINION KLINIDUR STANDARD COMPRESSION BANDAGE LONG-STRETCH LIGHT Beige 7 M X 10 CM REF 132347	10 st.	7 x 10 st.	13574507	